



Укладка флаконов с физиологическими растворами в лотки для стерилизации
Предназначено для фармацевтических предприятий, производящих инфузионные растворы




Флаконы разного объема (100, 250, 500, 1000 мл) поступают с двух линий для укладки их в лотки для последующей стерилизации.

Робот укладывает флаконы двух разных объемов в соответствующий лоток.
Производительность такой робототехнической ячейки – до 4000 флаконов в час.



Обратный процесс происходит при выемке флаконов их лотков после стерилизации.



Шевелёв Сергей, директор ООО "Фруктонад групп"
Тел: +7-499-929-9500, моб: +7-925-772-9033
shev@fructonad.ru
www.sixdof.ru